

AJACS伊予

次世代シーケンサー (NGS) と 関連するデータベース・ツール

中里 猛留 NAKAZATO, Takeru



@chalkless



情報・システム研究機構 ライフサイエンス統合データベースセンター Database Center for Life Science (DBCLS), Research Organization of Information and Systems (ROIS)



データベース

検索システム



GenBank **EMBL DDBJ**

BLAST

塩基配列



登録

MEDLINE

Pub Med.gov




SRA

- - SRA Search

NGSデータ

SRAを検索してみましょう
















DISCOVER

Interesting & Available SRA Data


Trends in SRA data

Species




Homo sapiens	138367
Mus musculus	25944
human metagenome	13458
Saccharomyces cerevisiae	9519
Streptococcus pneumoniae	9240
Staphylococcus aureus	8553
Drosophila melanogaster	8143
Danio rerio	7945
human out metagenome	7038

Study Type




Whole Genome Sequencing	14493
Other	4106
Transcriptome Analysis	3239
Metagenomics	1885
Epigenetics	1088
Population Genomics	173
RNASeq	80
Exome Sequencing	59
Cancer Genomics	44
Pooled Clone Sequencing	28

Platform



7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7		
Illumina HiSeq 2000	219371	
Ilumina Genome Analyzer II	53189	
454 GS FLX Titanium	35057	
Illumina Genome Analyzer Ilx	24676	
Ilumina Genome Analyzer	13340	
454 GS FLX	12290	
Illumina MiSeq	9111	
unspecified	7285	

Disease




→ for more detail


Genetic Predisposition to Disease	8
Breast Neoplasms	6
Disease Progression	6
Malaria	5
Lung Neoplasms	5
Obesity	4
Leukemia, Myeloid, Acute	4
Brain Neoplasms	3
Aneuploidy	3
Prostatic Neoplasms	3

メタゲノム

環境中の塩基配列を網羅的に解読

http://microbedb.jp/





解析コマンド (例)

※ 実際にやるならその時に誰かのマネをすればよい あくまでもイメージをつかむだけ

Quality Check

fastqc -o SRR067385.qc -f fastq SRR067385.fastq コマンド名 出力ファイル名 ファイル形式 対象ファイル名

Mapping

bowtie2 -x hg19. -U SRR1294107.fastq > SRR1294107.sam コマンド名 マップ先 マッピング対象 結果ファイル

形式変換

samtools view -Sb SRR1294107.sam -o SRR1294107.bam

SNP analysis

samtools mpileup -Bugf in_genome.fasta in_sorted.bam |
./bcftools view -bvcg - > out_raw.vcf

FASTQ データ

@DRR001107.1 GEZQ5F001EEA7F length=77
GCAACATTCAACACATATGTGTTGAATGTTGCACGACGGNGTG...
+DRR001107.1 GEZQ5F001EEA7F length=77
C@BBBECCECDBBBAAAAA<441111<?@>?=?????44!000...

4行1組 1行目: @ + タイトル

2行目:塩基配列

× 3行目: + (+ タイトル)


数千万 4行目:シーケンスクオリティ

数十億

メタデータ = 実験情報 プロジェクト名、生物種、シーケンサー、..

sam/bam データ

(Sequence Alignment/Map Format)




- ※その他、マッピングの状況など
- ※ bam は sam をバイナリにしたもの

(人間が読めるデータからコンピューター用に変換)

(sam だとデータサイズが非常に大きくなるのでbamにして圧縮

vcf データ (Variant Call Format)



※ この場合、変異のIDとはdbSNPのIDをさしています

ブラウザでNGSデータ解析

https://p.ddbj.nig.ac.jp/

O O DDBJ Read Annotation Pipe ×			• K _M
← → C 🖺 https://p.ddbj.nig.ac.jp/pipeline	Login.do		☆ 84 🚱 🗥 🗏
S DDBJ DNA Data Bank of Jupan	DDBJ Read	Annotation Pipeline English Japanese	
DDBJ Read Annotat	on Pipeline is a cloud-computing based ana	lytical platform for next-generation sequencing data.	
LOGIN		New account Login as "guest"	
Pipeline Flo	DOBJ Read Archive Reads, metadata, annotation Manual curation Mapping de novo assembly	User ID: Password: Login Check current Jobs by the guest account. Manual & tutorial Japanese Tutorial (FAQ) English manual DBCLS togoty Tutorial video 1 (JP) - Reference Genome Mapping DBCLS togoty Tutorial video 2 (JP) - De novo Assembly Tutorial: How to upload and register query files to DDBJ Pipeline (JP) Tutorial: How to run HGAP for PacBio sequence read on DDBJ	
	3 Sep info as recovered from the system trouble, the jobs if you find something wrong	Pipeline (JP) ☑ Data submission for analyzed results and sequenced data • DRA: NGS raw sequence reads • DDBJ-INSDC: Annotated nucleotide sequences Citation • Nagasaki, H. et al., "DDBJ Read Annotation Pipeline: A cloud computing-based pipeline for high-throughput analysis of next-generation sequencing data, DNA Res, 20:383-390, 2013.	

実際の解析は以下を参考に...





講習会ページ MotDB

http://motdb.dbcls.jp/

動画配信ページ 統合TV

http://togotv.dbcls.jp/

※ YouTube にもあります

より詳しい解析は...

人材育成カリキュラム(NGS)速習コース



by NBDC+東大アグリバイオ


http://bit.ly/ngs2014

※ 統合TVに録画があります



初心者向け次世代DRY解析本発刊





- 10月8日日本癌学会学 術総会にて先行発売
- 10月14日日本人類遺伝学会大会にて先行発売
- 10月15日 全国発売

これからは生命科 学者がデータ解析